

**MV600 Jumper Harness Installation Instructions  
Instructions d'installation du harnais de cavalier MV600  
MV600 Jumper Harnas Installatie-instructies  
MV600 Jumper Harness Installationsanleitung  
Istruzioni per l'installazione del cablaggio del ponticello MV600  
Instrucciones de instalación del arnés de puente MV600**

**Tools needed:**

- Phillips head screwdriver

**Outils nécessaires:**

- Tournevis cruciforme

**Benodigd gereedschap:**

- Kruiskopschroevendraaier

**Benötigtes Werkzeug:**


- Kreuzschlitzschraubendreher

**Utensili necessari:**

- Cacciavite a croce

**Herramientas necesarias:**

- Destornillador Phillips



**ELE2101742**

If you require any assistance with these instructions, please call **Pride Technical Service at 1-877-800-1248. Canada providers, phone 1-888-570-1113.**

Si vous avez besoin d'aide avec ces instructions, veuillez contacter l'assistance à la clientèle de Pride au **1-888-570-1113.**

Indien u hulp nodig hebt bij deze instructies, kunt u contact opnemen met de **Technische Dienst van Pride.**

Falls Sie Hilfe zu diesen Anweisungen benötigen, kontaktieren Sie bitte den **Kundendienst von Pride.**


Per assistenza sulle presenti istruzioni contattare il **servizio tecnico Pride** presso il vostro rivenditore autorizzato.

Si precisa asistencia con estas instrucciones, llame al **Servicio técnico de Pride.**



**Identification Key    Clé d'identification    Identificatielijst**  
**Legende    Codice di identificazione    Clave de identificación**

|           |                      |                       |                      |                            |
|-----------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1. Screws | 2. 4-pin connector   | 3. 24-pin connector   | 4. 6-pin connector   | 5. Jumper Harness          |
| Vis       | Connecteur 4 broches | Connecteur 24 broches | Connecteur 6 broches | Harnais de cavalier        |
| Schroeven | 4-pins connector     | 24-pins connector     | 6-pins connector     | Jumper harnas              |
| Schrauben | 4-poliger Stecker    | 24-poliger Stecker    | 6-poliger Stecker    | Jumpergeschirr             |
| Viti      | Connettore a 4 pin   | Connettore a 24 pin   | Connettore a 6 pin   | Imbracatura per ponticello |
| Tornillos | Conector de 4 pines  | Conector de 24 pines  | Conector de 6 pines  | Arnés de puente            |



**To install the new jumper harness:**

Ensure your scooter is turned off and in drive mode. See owner's manual. Uninstall the 8 screws (1) from the back of the tiller as shown.

**Pour installer le nouveau harnais de cavalier:**

Assurez-vous que votre scooter est éteint et en mode de conduite. Voir le manuel du propriétaire. Retirez les 8 vis (1) à l'arrière du timon comme illustré.

**Om het nieuwe jumperharnas te installeren:**

Zorg ervoor dat uw scooter is uitgeschakeld en in de rijmodus staat. Zie handleiding. Verwijder de 8 schroeven (1) van de achterkant van de helmstok zoals afgebeeld.

**So installieren Sie den neuen Jumper-Kabelbaum:**


Stellen Sie sicher, dass Ihr Roller ausgeschaltet ist und sich im Fahrmodus befindet. Siehe Bedienungsanleitung. Entfernen Sie die 8 Schrauben (1) von der Rückseite der Deichsel wie abgebildet.

**Per installare il nuovo cablaggio del ponticello:**

Accertarsi che lo scooter sia spento e in modalità di guida. Consultare il manuale utente. Smontare le 8 viti (1) dal retro della motozappa come mostrato.

**Para instalar el nuevo arnés de puente:**

Asegúrese de que su scooter esté apagado y en modo de conducción. Consulte el manual del propietario. Desinstale los 8 tornillos (1) de la parte trasera de la cultivadora como se muestra.



Disconnect the 4-pin connector (2), the 24-pin connector (3) and the 6-pin connector (4) as shown.

Débranchez le connecteur à 4 broches (2), le connecteur à 24 broches (3) et le connecteur à 6 broches (4) comme illustré.


Koppel de 4-pins connector (2), de 24-pins connector (3) en de 6-pins connector (4) los zoals afgebeeld.

Trennen Sie den 4-poligen Stecker (2), den 24-poligen Stecker (3) und den 6-poligen Stecker (4) wie abgebildet.

Scollegare il connettore a 4 pin (2), il connettore a 24 pin (3) e il connettore a 6 pin (4) come mostrato.

Desconecte el conector de 4 clavijas (2), el conector de 24 clavijas (3) y el conector de 6 clavijas (4) como se muestra.

3



The new jumper harness (5) has four connectors - two 24-pin connectors and two 6-pin connectors. Connect each to the existing harnesses as shown. Reconnect the 4-pin connector (2).

Le nouveau harnais de cavalier (5) a quatre connecteurs - deux connecteurs à 24 broches et deux connecteurs à 6 broches. Connectez chacun aux faisceaux existants comme indiqué. Rebranchez le connecteur à 4 broches (2).


De nieuwe jumperkabelboom (5) heeft vier connectoren - twee 24-pins connectoren en twee 6-pins connectoren. Sluit elk aan op de bestaande harnessen zoals afgebeeld. Sluit de 4-pins connector (2) weer aan.

Der neue Überbrückungskabelbaum (5) hat vier Stecker - zwei 24-polige Stecker und zwei 6-polige Stecker. Verbinden Sie jeden wie abgebildet mit den vorhandenen Kabelbäumen. Schließen Sie den 4-poligen Stecker (2) wieder an.

Il nuovo cablaggio del ponticello (5) ha quattro connettori: due connettori a 24 pin e due connettori a 6 pin. Collegare ciascuno ai cablaggi esistenti come mostrato. Ricollegare il connettore a 4 pin (2).

El nuevo arnés de puente (5) tiene cuatro conectores: dos conectores de 24 pines y dos conectores de 6 pines. Conecte cada uno a los arneses existentes como se muestra. Vuelva a conectar el conector de 4 pines (2).

4



Reassemble the console plastics and reinstall the 8 screws (1). Your scooter is now ready for use.

Remontez les plastiques de la console et réinstallez les 8 vis (1). Votre scooter est maintenant prêt à l'emploi.

Zet de consolekunststoffen weer in elkaar en plaats de 8 schroeven (1) terug. Uw scootmobiel is nu klaar voor gebruik.

Die Kunststoffteile der Konsole wieder zusammenbauen und die 8 Schrauben (1) wieder anbringen. Ihr Roller ist jetzt einsatzbereit.

Rimontare le plastiche della console e reinstallare le 8 viti (1). Il tuo scooter è ora pronto per l'uso.

Vuelva a montar los plásticos de la consola y vuelva a instalar los 8 tornillos (1). Su scooter ya está listo para su uso.