

**i-Go Cargo Bag Accessory • Accessoire pour sac cargo i-Go
i-Go-bagagetasaccessoire • i-Go Gepäcktaschen-Zubehör
Accessorio per borsa da carico i-Go • Accesorio para bolsa de carga i-Go**

ACC2200944



If you require any assistance with these instructions, please call **Pride Technical Service** at **1-877-800-1248**. **Canada providers**, phone **1-888-570-1113**.


Si vous avez besoin d'aide avec ces instructions, veuillez contacter l'assistance à la **clientèle de Pride** au **1-888-570-1113**.

Indien u hulp nodig heeft bij deze instructies, kunt u contact opnemen met de **Technische Dienst van Pride**.

Falls Sie Hilfe zu diesen Anweisungen benötigen, kontaktieren Sie bitte den **Kundendienst von Pride**.

Per assistenza sulle presenti istruzioni contattare il **servizio tecnico Pride** al numero **0765-451301**.

Si precisa asistencia con estas instrucciones, llame al **Servicio técnico de Pride**.



To install the cargo bag onto your i-Go scooter, slide the elastic straps onto the seatback as shown.

Pour installer le sac de transport sur votre scooter i-Go, faites glisser les sangles élastiques sur le dossier du siège comme illustré.

Om de bagagetas aan uw i-Go-scooter te bevestigen, schuift u de elastische banden op de rugleuning zoals afgebeeld.

Um die Gepäcktasche an Ihrem i-Go-Scooter anzubringen, schieben Sie die elastischen Riemen wie abgebildet auf die Sitzlehne.

Per installare la borsa da carico sul tuo scooter i-Go, fai scorrere le cinghie elastiche sullo schienale del sedile come mostrato.

Para instalar la bolsa de carga en su scooter i-Go, deslice las correas elásticas en el respaldo del asiento como se muestra.